

大鼠血浆中完整赖脯胰岛素超灵敏的定量方法

配置SCIEX OS软件的SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS系统 - QTRAP® Ready

Lei Xiong¹, Ian Moore²

¹ SCIEX, USA; ² SCIEX, Canada

胰岛素类似物是通过在天然胰岛素结构基础上进行改造,形 成等效或增效血糖控制的胰岛素替代物。它们中的膳食胰岛素类 似物,如赖脯胰岛素、阿斯巴甜胰岛素、格列嗪胰岛素,与人胰 岛素相比更容易吸收、起效更迅速(图1),因此研究此类胰岛素 类似物的药代动力学和药效学属性至关重要。然而,开发灵敏的 液质联用方法,并在基质中定量分析仍然颇具挑战,原因是:1) 分子量相对较大导致离子化和碰撞诱导解离碎片化效率较低;2) 基质中含量较低;3)天然的胰岛素会造成内源性干扰。

在本项研究中,我们基于SCIEX Triple Quad 7500 LC-MS/MS系统 - QTRAP Ready开发了在大鼠血浆中完整赖脯人胰岛素灵敏的 定量检测方案。配置OptiFlow™ Pro离子源的SCIEX 7500系统采用 D Jet™离子导向技术,使得对于完整胰岛素类似物的检测灵敏度 显著提高。此系统增强了去溶剂化作用和离子聚焦能力,也是实 现仪器灵敏度乃至多反应监测模式(Multiple Reaction Monitoring, MRM)定量灵敏度提高的关键因素。不需经过样本富集,在大鼠 血浆中赖脯人胰岛素的定量限为0.1 ng/mL,分析重现性、准确 度、定量线性良好。




图1. 赖脯人胰岛素和人胰岛素的氨基酸序列。序列的差异用绿色进行标 注。



完整赖脯人胰岛素定量检测流程的主要特点

- 通过关键硬件设备的引入:配置OptiFlow Pro离子源的SCIEX 7500系统采用D Jet离子导向和E Lens™技术,提高离子的产生、 捕获、传输的效率以实现SCIEX Triple Quad 7500 LC-MS/MS系统 – QTRAP Ready的检测灵敏度的提高。¹
- 简单的样品前处理策略,不需要样品富集步骤。
- 在大鼠血浆中赖脯人胰岛素定量限为0.1 ng/mL, 重现性好
- 在标准曲线定量范围内良好的分析重现性、精确度、准确性、 定量线性
- SCIEX OS软件 集合数据采集、处理、管理于一体,合规功能 于一体、可定制、简单易用

实验方法

样品前处理: 在大鼠血浆中加入赖脯人胰岛素和牛胰岛素 (内标)。通过连续稀释配制标准曲线。样品经过蛋白沉淀,取 上清液过混合型固相萃取小柱处理。洗脱液用纯水稀释后直接进 行液质联用分析。



液质联用分析条件: 样品通过ExionLC™串联SCIEX Triple Quad™ 7500系统 - QTRAP[®] Ready,进行三次平行分析。详尽方法 列于表1和2。

数据处理:数据通过SCIEX OS 软件2.0中的定量功能(点击 "Analytics")进行处理。

表1. 色谱条件

参数	数值
色谱柱	Phenomenex bioZen Peptide XB-C18 50 \times 2.1 mm; 2.6 μm
流动相A	含0.1%甲酸的水
流动相B	含0.1%甲酸的乙腈
流速	500 µL/min
柱温	40 °C
进样体积	10 µL

时间(min)	流动相A (%)	流动相B (%)
0	95	5
0.1	95	5
5	60	40
5.1	10	90
6.0	10	90
6.1	95	5
7.0	95	5

表2. SCIEX 7500系统的质谱参数

参数	数值		参数	数值
气帘气	40 psi		源温度	450 ℃
雾化气	70 psi		辅助气	70 psi
碰撞诱导解离气	12		离子喷雾电应	玉 2000 V
名称	Q1	Q 3	碰撞能量	碰撞池出口电压
赖脯人胰岛素	1162	217.1	46	18
牛胰岛素	956.4	1114.8	31	18

赖脯人胰岛素定量结果

SCIEX Triple Quad[™] 7500系统 - QTRAP[®] Ready通过创新的硬件 设计实现仪器检测灵敏度的提高。首先是OptiFlow Pro离子源和E Lens技术。¹ E Lens技术在ESI喷针处形成更强的电场,提升了离子 从带电液滴中释放的效率,并使更多的离子偏转进入孔口以提升 检测灵敏度。

其次是D Jet离子导向技术的引入,可以提高在高真空环境中 离子的捕获和传输效率。锥形渐缩设计的十二极杆能有效地将离 子聚焦进入下一级的QJet™离子导向。

通过这些技术的整合使得SCIEX 7500系统与之前的产品相比, 灵敏度有显著的提升。胰岛素标准曲线的分析在SCIEX 7500系统 (图2)。




图2. SCIEX 7500系统灵敏度的提升。SCIEX 7500系统(右)检测赖脯人胰 岛素在1 ng/mL水平的MRM 提取离子流图。

赖脯人胰岛素与人胰岛素有几乎一致的氨基酸序列,仅仅是B 链C端两个氨基酸调换了位置(图1)。这使得赖脯人胰岛素和人 胰岛素的区分变得相当困难。区分赖脯胰岛素和人胰岛素的特征 性碎片离子仅有B链的y2离子。所有其他的y离子与人胰岛素产生 的质荷比均相同。因此,y2离子被用做在人源基质分析时的定量 离子。如图3、图4和图5所示,在大鼠血浆中完整赖脯人胰岛素的 定量下限为0.1 ng/mL,在整个线性定量范围(0.1-100 ng/mL)内 重现性差异小(CV<13%),准确度高(87-111%)。100 ng/mL为此 样品配制的最高浓度,但由于100 ng/mL并未出现信号饱和,故定 量上限可能不止于此。






图3. 大鼠血浆中典型的赖脯人胰岛素 MRM提取离子流图。从左到右:基质 空白、0.05 ng/mL、0.1 ng/mL




图4. 大鼠血浆中赖脯人胰岛素0.1 - 100 ng/mL的标准曲线(log-log)

Actual Concentration	Num. Values	Mean	Standard Deviation	Percent CV	Accuracy
0.10	3 of 3	1.018e-1	1.254e-2	12.32	101.76
0.50	3 of 3	4.875e-1	6.202e-2	12.72	97.50
1.00	3 of 3	8.711e-1	4.447e-2	5.11	87.11
5.00	3 of 3	4.940e0	4.156e-1	8.41	98.80
10.00	3 of 3	1.045e1	3.062e-1	2.93	104.51
100.00	3 of 3	1.103e2	4.482e0	4.06	110.32

图5. 大鼠血浆中赖脯人胰岛素定量信息总结

结论

- 建立了基于SCIEX Triple Quad[™] 7500 LC-MSMS系统 QTRAP[®] Ready检测大鼠血浆中赖脯人胰岛素MRM定量方法,该方法灵 敏度高。
- 赖脯人胰岛素在大鼠血浆中的定量下限为0.1 ng/mL,该方法分 析重现性、准确度、定量线性良好。
- SCIEX 7500系统有超高的灵敏度,得益于其配有E Lens技术加持的OptiFlow Pro离子源和D Jet离子导向技术。

参考文献

- Enabling new levels of quantification. SCIEX technical note RUO-MKT-02-11886-A.
- Improved LC-MRM quantification sensitivity for cyclic peptides from the natriuretic peptide family. SCIEX technical note RUO-MKT-02-11883-A.

SCIEX临床诊断产品线仅用于体外诊断。仅凭处方销售。这些产品并非在所有国家地区都提供销售。获取有关具体可用信息,请联系当地销售代表或查阅https://sciex.com.cn/diagnostics。 所有其他产品仅用于研究。不用于临床诊断。本文提及的商标和/或注册商标,也包括相关的标识、标志的所有权,归属于AB Sciex Pte. Ltd.或在美国和/或某些其他国家地区的各权利所有 人。© 2020 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

RUO-MKT-02-11884-ZH-A



 SCIEX中国

 北京分公司

 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院

 1号楼5层

 电话:010-5808-1388

 传真:010-5808-1390

 全国咨询电话:800-820-3488,400-821-3897

上海公司及中国区应用支持中心 上海市长宁区福泉北路518号 1座502室 电话:021-2419-7200 传真:021-2419-7333 官网: sciex.com.cn 广州分公司 广州市天河区珠江西路15号 珠江城1907室 电话:020-8510-0200 传真:020-3876-0835 官方微信:ABSciex-China